









# Andningskretsar till LM 2000 befuktare

## Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Bild	Förp
0217105-1	<b>LM 2000</b> komplett med. artnr: 0217107 temperatur sensor 1.80 meter artnr: 0217108 adapter till värmeslinga insp/exp. artnr: 0217140 elanslutning svensk bruksanvisning		1st
hl-n160v2c-rv1.1	Andningskrets neonatal, engångs Vti<50ml, 165cm (1,35m+30cm kuvösslang) värmeslinga (i+e), med befuktningsska mmare +HFO- kit, backventil		10st
hl-n160v2c	Andningskrets neonatal, engångs, Vti<50ml, 165cm (1,35+30cm kuvösslang) IV, värmeslinga (i+e) med befuktningsska mmare, inbyggd HFO		10st
hl-n160v1c	Andningskrets neonatal, engångs, värmeslinga (i), y-stycke, nCPAP		10st

# Andningskretsar till LM 2000 befuktare

## Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Bild	Förp
hl-p180nv1c	Andningskrets, 15mm, pediatrik 180cm, värmeslinga (i), Vti 50-300ml, med befuktningsskammare, nCPAP		10st
hl-p180v2c	Andningskrets, 15mm, pediatrik 180cm, värmeslinga (i+e), Vti 50-300ml, med befuktningsskammare		10st
hl-a180v2c	Andningskrets, vuxen, 180cm, 22mm, Vti ≥300ml, NIV, värmeslinga (i+e), befuktningsskammare		10st
hl-a180nv2c-pv	Andningskrets, vuxen, 180cm, 22mm, Vti ≥300ml, NIV, värmeslinga (i+e), tryckslang, PEEP ventil och befuktningsskammare		10st