

MicroMax - O₂/Luftgasmixer – Låg/Högflödesterapi



Produktinformation

- MicroMax finns i två modeller. Högflöde (15-120L/min) och lågflöde (3-30L/min). Mycket stabil att leverera rätt O₂ koncentrationer även vid låga flöden.
- Kan användas med två olika flödesmätare.
- NIST kopplingar.
- MicroMax kan kompletteras med BlenderBuddy 2 som är en flödesmätare med anslutning til O₂-mätare.
- Fungerar utmärkt inom neonatalsjukvård.

MicroMax - O₂/Luftgasmixer – Låg/Högflödesterapi

Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Bild
R203P14-001	MicroMax högflöde med NIST-koppling, (15-120L/min)	
R203P13-001	MicroMax lågflöde med NIST-koppling, (3-30L/min)	
R219P32	Adapter 2-1. Koppling för O ₂ slang samt till 22mm slang.	
R233P01-001	BLENDERBUDDY2, LOW FLOW 3 LPM	
R233P01-002	BLENDERBUDDY2, LOW FLOW 15 LPM	
R233P01-003	BLENDERBUDDY2, LOW FLOW 30 LPM	
R233P01-004	BLENDERBUDDY2, HIGH FLOW 70LPM	
R233P04-001	BLENDERBUDDY2,LOW FLOW 3 LPM W/MAXO ₂ +A	
R233P04-002	BLENDERBUDDY2,LOW FLOW 15 LPM W/MAXO ₂ +A	
R233P04-004	BLENDERBUDDY2,HIGH FLOW 70 LPM W/MAXO ₂ +A	
RP34P03-101	Flödesmätare, 0-15 LPM VIT RATT 50 PSI	
RP34P03-102	Flödesmätare, 0-3.5 LPM VIT RATT 50 PSI	
RP34P03-103	Flödesmätare, 0-200ml VIT RATT 50 PSI	
RP34P03-104	Flödesmätare, 0-1 LPM VIT RATT 50 PSI	
RP34P03-105	Flödesmätare, 0-8 LPM VIT RATT 50 PSI	
RP34P03-106	Flödesmätare, 0-70 LPM VIT RATT 50 PSI	
RP34P03-108	Flödesmätare, 2-26 LPM VIT RATT 50 PSI	
RP34P03-116	Flödesmätare, 0-70 LPM O ₂ VIT RATT 60 PSI	