

# PACE 101

TEMPORÄR ENKAMMARPACEMAKER (SSI)



*Finns nu med  
anslutningar för  
bipolära kontakter  
och berörings-  
skyddade 2 mm stift  
på temporära  
pacemakerelektroder*

**Medu**  
SVERIGE

**OSYPKA**  
MEDICAL

# Temporär stimulering

## PACE 101 Fördelar

- Enkel att ställa in och handha
- Konstant utspänning för tillförlitlig stimulering (samma som på permanenta pacemakers)
- Liten och nätt design
- Livstids service

Vänligen läs bruksanvisningen  
för användningsindikationer!

Två val av anslutningar

- P/N 2001: Skruvanslutningar som accepterar stift eller hjärtråd med en diameter från 0.9 till 2.0 mm
- P/N 2004: Bipolära anslutningar och 2 unipolära anslutningar för beröringsskyddade 2 mm stift



P/N 2001



P/N 2004

### Specifikationer

### PACE 101

Stimuleringsmoder

AAI, A00, VVI, V00

Basfrekvens

30 – 180 ppm

Högfrekvensstimulering  
(i förmak)

Basfrekvens x 2 (60 – 360 ppm)  
Basfrekvens x 4 (120 – 720 ppm)

Stimuleringsamplitud

0.3 – 12 V

Pulsduration

0.75 ms

Känslighet

1.0 – 20 mV, asynkron

Refraktärtid

250 ms

Dimensioner

P/N 2001:  
6,0 cm x 14,2 cm x 2,2 cm

P/N 2004:  
6,0 cm x 11,5 cm x 2,2 cm

Vikt inkl. batteri

170 g

Batterityp

9V Typ 6LP3146 Alkaliskt

Batterilivslängd

Alkaliskt: Upp till 38 dagar (72 ppm, 8.0 V)

### Osypka Medical GmbH

Albert-Einstein-Strasse 3  
12489 Berlin, Germany  
Phone: +49 (30) 6392 8300  
Fax: +49 (30) 6392 8301  
E-mail: mail@osypkamed.com  
www.osypkamed.com

### Sverige

### Medu AB

Hammarbacken 4A  
191 47 Sollentuna  
Tel. 08-31 00 46  
E-post: kontakt@medu.se  
kontakt@allytec.se  
www.medu.se

