TRYTABLE™ II

En modern undersökningsbrits för urologi och gynekologi

Trytable™ II är en tremotors undersökningsbrits som utvecklats av Medkonsult Medical Technologies för att ge användaren en funktionell produkt med modern teknik att positionera patienten säkert och exakt under olika undersökningar som t ex urodynamik och cystoskopi. Trytable™ II är en komplett undersökningsbrits med stor rörelseförmåga och många praktiska tillbehör som underlättar det dagliga arbetet och skapar en flexibel produkt som kan användas på många sätt. Instegshöjden är låg på 49 cm som underlättar för äldre eller rörelsenedsatta patienter och britsen kan klara av tunga patienter upp till 250 kg.

Trytable™ II är utrustad med tre lätta och starka LINAK-motorer som är tystgående med snabb prestanda. Britsen är mobil med fyra roter- och låsbara dubbelhjul för att enkelt kunna flyttas till önskad position. Den öppna konstruktionen underlättar vid rengöring.

Undersökningsbritsen inkluderar som standard en sätesdyna med 170 mm uttag, pappersrullehållare och handkontroll. Det finns ett stort utbud av kompletterande tillbehör som förlängningsdel, armstöd, benstöd, fotstöd, universalhållare, urinflödestratt, rostfri skål och fotkontroll.

Trytable™ II undersökningsbrits har följande fördelar:

- Två förinställda arbetspositioner som lätt kan justeras och programmeras efter behov
- Manuell chockpositionering och elektronisk Trendelenburg-positionering med en knapptryckning
- Standardmodell med tre motorer för justering av höjd, rygg och sätesdynans position
- Specialanpassade hållare för MMT:s flödesgivare och urinflödestrattar
- Utvecklad och tillverkad som ett komplement till MMT:s nya produktlinje för urodynamik



SynMed Medicinteknik AB
Magnus Ladulåsgatan 65
118 27 Stockholm

Tel: +46 8 760 83 00
www.synmed.se
info@synmed.se

Tillverkad av:
Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

250523pg - TryTable II
© SynMed Medicinteknik AB
All Rights Reserved